



MDT Micro Diamond Technologies Ltd.

Les fraises dentaires 'stériles' à cavité diamantées à usage unique **Mode d'emploi**

DESCRIPTION

Les fraises dentaires diamantées sont des unités monoblocs d'acier inoxydable, recouvertes de diamants, conçues pour usage clinique dentaire.

UTILISATION SURE –

Lire attentivement les précautions à prendre :

- L'appareil doit être uniquement utilisé par un dentiste ou par un praticien autorisé.
Uniquement sur ordonnance.
- Toujours porter des gants avant de toucher des instruments contaminés.
- Il est indispensable de porter des lunettes de protection pour se protéger contre les projections de particules.
- Il est indispensable porter des masques chirurgicaux pour éviter d'inhaler des aérosols et de la poussière dégagée par le travail.
- Ne pas utiliser des unités 'stériles' si l'emballage est ouvert ou endommagé. Vous pouvez les nettoyer et les stériliser en suivant la méthode indiquée pour les fraises dentaires MDT à plusieurs usages.
- Bien vérifier que la fraise est bien fixée à la pièce à main.
- Ne pas utiliser des fraises abimées par l'usage.
- Maintenir les pièces à mains en bon état de fonctionnement et bien lubrifiées.
- Ne pas dépasser la vitesse maximale indiquée dans la table ci-dessous.
- Ne pas appliquer de pression excessive sur la fraise.
- Éviter de retirer la fraise à un angle trop aigu pour ne pas l'endommager ou la casser.
- Lorsque vous utilisez la fraise, veillez à la déplacer continuellement pour éviter des brûlures locales et/ou pour éviter que la fraise ne subisse des dégâts.
- Ne pas ré-utiliser. Lire attentivement les indications figurant sur l'emballage.

FRAISES DIAMANTEES - tableau de vitesses recommandées maximales (RPM):

Instrument à diamètre de tête 01/10(mm) - ISO	Vitesse autorisée maximale (RPM)	Vitesse de fonctionnement recommandée (RPM)
007 – 010	450,000	100,000 - 220,000
012 – 014	450,000	70,000 - 220,000
016 – 018	450,000	55,000 - 160,000
021 – 023	300,000	40,000 - 120,000
025 – 027	160,000	35,000 - 110,000
029 – 031	140,000	30,000 - 95,000
033 – 040	120,000	25,000 - 75,000
042 – 050	95,000	15,000 - 60,000

CONTACT-INFORMATION

MDT, Micro Diamond Technologies Ltd.
2 Hamal St., Afula 18110, Israel
Email: info@mdtdental.com
Web: www.mdtdental.com

Obelis s.a.
BDd General Wahis 53
Brussels 1030, Belgium



Révision: 2, date le 3 février 2011